




## 快適な読影環境を

EIZO RadiForce モニター + HP ミニワークステーション



EIZO RadiForce モニターの背面に HP ミニワークステーションをセット。  
省スペースかつパワフルな読影環境をご提供します。



### 信頼のベストマッチ

EIZO モニター  
RadiForce®



小型端末取付用  
VESA アダプタ  
PCSK-R1



HP ミニワークステーション  
HP Z2 Mini G4 Workstation



RX560-MD



RX360



RX660

# 信頼のベストセレクト

高い表示性能と使いやすさを兼ね備えた医用画像表示モニター

RadiForce®

DICOM Part 14準拠のキャリブレーションに対応した高性能モニターを豊富なラインナップで取り揃えています。すっきりとしたデザインを採用し、読影作業の効率化を支援する各種機能を搭載しています。

## ■対応モニター

パネル	カラー (IPS)					モノクローム (IPS)
	8MP	6MP	5MP	3MP	2MP	5MP
画素数	8MP	6MP	5MP	3MP	2MP	5MP
製品番号	MX315W	RX660	RX560-MD RX560	RX360 RX350	RX250 MX216	GX560-MD GX560 GX550




小型PCをスタンド背面に取付けられる VESA アダプタ

PCSK-R1

小型PCや仮想デスクトップ用のクライアント端末(シンクライアント)を、モニタースタンドの背面部に簡単に取付けできるRadiForce専用アダプタです。従来必要だったPCなどの設置場所が不要になり、机上スペースを有効に使えます。

取付穴ピッチ (VESA規格)	100×100 mm、75×75 mm
-----------------	---------------------



わずか2.7リットルの  
ミニサイズワークステーション

HP Z2 Mini G4 Workstation

院内の雰囲気を変えないスマートなデザインを採用。小型ボディながら、高性能グラフィックスコントローラNVIDIA®Quadro® P1000を搭載可能。タワー型ワークステーションと変わらない高いパフォーマンスを備えています。

CPU	インテル® Xeon® Eプロセッサファミリー搭載可能
メモリ	最大 32GB ECCメモリ搭載可能
サイズ (幅×奥行き×高さ)	216×216×58 mm
重量	標準構成時 約2.18 kg



## 互換性検証済み

EIZO RadiForceモニターとHPミニワークステーションHP Z2 Mini G4 Workstationは、互換性検証において、良好な結果を得られました。組み合わせることで、快適な読影環境を実現できます。

詳しくはこちら

[www.eizo.co.jp/support/compati/pc/hp/z2\\_mini\\_g4\\_radiforce/](http://www.eizo.co.jp/support/compati/pc/hp/z2_mini_g4_radiforce/)

- 正常に映像表示・動作することを確認
- 取付けた状態での転倒安全性を確認



EIZO株式会社

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝日、当社休業日を除く)

ヘルスケア営業部 03-5764-3403

札幌営業所 011-737-6601 仙台営業所 022-212-8751 名古屋営業所 052-232-7701  
北陸営業所 076-277-6790 大阪営業所 06-4807-7707 広島営業所 082-535-7701  
高松営業所 087-869-0877 福岡営業所 092-715-7706

[www.eizo.co.jp](http://www.eizo.co.jp)



株式会社 日本HP

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:00～19:00、土 10:00～17:00  
(日曜日、祝日、年末年始、および5月1日は休業)

カスタマー・インフォメーションセンター

0120-436-555

[www.hp.com/jp/workstation](http://www.hp.com/jp/workstation)