



医用画像表示モニター
RadiForce® RS110





1MP RadiForce® RS110

48 cm (19) 型カラー液晶モニター

MRI、CT、DSA画像表示に最適な1MPカラーモニターです。PACSやモダリティコンソールにおいて高画質を提供しつつ省スペース化を実現します。

- 上下左右176°の広視野角、コントラスト比800:1、輝度290cd/m²など性能を向上させた新IPSパネルを採用し高画質表示を実現
- 最適な表示モードを瞬時に選べるCAL Switch機能
- アプリケーションに連動したBacklight Saver機能でモニターの消費電力を削減
- 特定部分の階調を調整するToneCurve Tuning Utility
- 安心と信頼の5年間保証
- 各種医療規格・安全規格に対応

キャビネットカラー	ブラック	省電力設定 (PowerManager)	デジタル: DVI DMPM、アナログ: VESA DPMS
パネル	カラーTFT液晶パネル(IPS方式)	チルト / スワイヤベル	上40°、下1° / 右35°、左35°
表示面積(横 × 縦)	376.3 × 301.0 mm	質量 (本体 / モニター部)	7.6 kg / 5.3 kg
可視域対角	48.1 cm	取付け穴ピッチ	VESA規格 100 × 100 mm
推奨解像度	1280 × 1024	適合規格	JESRA X-0093(管理グレード2)、CE (Medical Device Directive)、TUV/GM(EN60601-1)、cTUVus(UL 60601-1、CSA C22.2 No.601-1)、CB(IEC60601-1)、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、c-Tick、FDA 510(k)、J-Moss グリーンマーク※、RoHS、国際エネルギースタープログラム、EIZO Eco Products 2009
画素ピッチ	0.294 × 0.294 mm	主な付属品	モニターケーブル(DVI-D~DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ))、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(RadiCS LE、ScreenManager Pro for Medical)、ToneCurve Tuning Utilityディスク、出荷試験報告書、取扱説明書、保証書
表示色	1,677万色 (10億6,433万色中)	保証期間	5年間
視野角(水平 / 垂直)	176° / 176°	寸法図 [単位:mm]	
輝度	290 cd/m ² (typ.)		
キャリブレーション推奨輝度	170 cd/m ²		
コントラスト比	800:1 (typ.)		
応答速度(黒→白→黒)	25 ms (typ.)		
走査周波数 (インターレース表示には対応していません)	デジタル: 水平30~65 kHz、垂直59~61 Hz (VGA TEXT時: 69~71 Hz) アナログ: 水平30~82 kHz、垂直49~86 Hz (1280 × 1024: 49~76 Hz) フレーム同期モード対応: 57.5~62.0Hz		
ドットクロック	デジタル: 108 MHz、アナログ: 135 MHz		
入力信号	デジタル: DVI 1.0準拠、アナログ: アナログRGB		
同期信号	セパレート、コンポジット、シンクオングリーン		
入力端子	DVI-I 29ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1		
USBハブ機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2		
USB規格	USB2.0準拠		
電源	AC 100 - 120V / 200 - 240V ± 10%、50 / 60 Hz		
消費電力 / 節電時	55 W / 1.3 W以下		
内蔵センサー	バックライトセンサー		

※ J-Moss グリーンマークの詳細はEIZO Webサイトを参照ください。 <http://www.eizo.co.jp/>



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■製品に関するお問い合わせは 営業時間 月~金 9:30~17:30(祝祭日、弊社休業日を除く)
営業1部メディカル課 03-5715-2014

大阪営業所 06-4807-7707 名古屋営業所 052-232-7701 福岡営業所 092-715-7706
北陸営業所 076-277-6790 仙台営業所 022-212-8751



EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<http://radiforce.com/jp/>

■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品は、店頭販売していません。詳しくは上記へお問い合わせください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。■画面はハモコミ合致です。■掲載商品は医療機器ではありません。

Copyright © 2008 EIZO NANA O CORPORATION. All rights reserved. Printed in Japan, 10, 2008, 3K (081001)