

CuratOR EX5841

146.1 cm (57.5)型液晶モニター

仕様

パネル	
種類	カラー (VA)
バックライト	LED
サイズ	146.1 cm (57.5)型
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	1270 x 721 mm
画素ピッチ	0.331 x 0.334 mm
表示色	10-bitカラー (SDI / DisplayPort / HDMI): 約10億7374万色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	300 cd/m ² (calibrated)
コントラスト比 (標準値)	1000:1 (calibrated)
応答速度 (標準値)	9.5 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	BT.2020エミュレーション
映像信号	
入力端子	DisplayPort, HDMI, BNC (12G-SDI), DVI-D (シングルリンク)
出力端子	BNC (12G-SDI)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	56.25 - 135 kHz / 50 - 60 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 2.0: Type-A x 2
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	200 W
主な機能	
その他	外部制御用端子 (USB, RS-232C, Ethernet)
機構	
質量 (モニター部)	約45.0 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	400 x 400 mm / 400 x 200 mm, M8, 深さ16 - 20 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (背面)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, EN60601-1-2 Class B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	電源コード (2.0 m), ケーブルカバー, VESAマウント取付用ねじ x 4, 取扱説明書, ユーティリティディスク (設定マニュアル)
保証期間	2年間

EX5841

Unit : mm

