

CuratOR LS580W

146 cm (57.5)型液晶モニター

仕様

パネル	
種類	カラー (VA)
バックライト	LED
サイズ	146 cm (57.5)型
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	1270.0 x 721.0 mm
画素ピッチ	0.331 x 0.334 mm
表示色	8-bitカラー: 1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	176 ° / 176 °
輝度 (標準値)	700 cd/m ²
キャリブレーション推奨輝度	350 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	4000:1
応答速度 (標準値)	9.5 ms (中間階調域)
色域 (標準値)	sRGB相当
映像信号	
入力端子	DVI-D (デュアルリンク) x 2
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	131.3 kHz / 59.7 - 60.3 Hz
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	400 W
節電時消費電力	38 W以下
内蔵センサー	バックライトセンサー
機構	
質量 (モニター部)	約47 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	400 x 400 mm, M8, 深さ16 - 20 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP20
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE (Medical Device), IEC60601-1, EN60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08, UL60601-1, FCC-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
主な付属品	
映像信号ケーブル	デュアルリンクDVI-D (2 m) x 2
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ユーティリティディスク (取扱説明書)
保証期間	2年間

LS580W

Unit : mm

