

CuratOR MIR Browser

ソフトウェア

仕様

対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit)
CPU	Intel Coreプロセッサ 第10世代(Comet Lake)以降
メモリ	8 GB以上
表示解像度	1920 x 1080以上
対応映像フォーマット	H.265, H.264
読み込みファイル形式	
映像	H.265: MPEG Audio Layer 2, AAC (コンテナ: TS, MP4) H.264: MPEG Audio Layer 2, AAC (コンテナ: TS, MP4)
静止画	JPEG, TIFF
出力ファイル形式	
映像	H.265: MPEG Audio Layer 2, AAC (コンテナ: TS, MP4) Intel Quick Sync Video(QSV), NVIDIA NVENCに対応 H.264: MPEG Audio Layer 2, AAC (コンテナ: TS, MP4) Intel Quick Sync Video(QSV), NVIDIA NVENC, ソフトウェアエンコードに対応
静止画	JPEG, TIFF, PNG