

FlexScan® S2411W に新色チタニウムシルバーを追加設定 数量 100 台、EIZO ダイレクトから限定販売

1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、2006年12月より発売を開始した24.1型カラー液晶モニターEIZO FlexScan S2411Wに、新キャビネットカラー“チタニウムシルバー”を追加設定し、2007年4月20日より発売します。価格は139,800円(税込)、数量は100台限定、EIZO商品オンラインショッピングサイト「EIZO ダイレクト」及び直営ショップ「EIZO ガレリア」でのみ販売となり、2007年4月5日からは先行予約を受け付けます。

2. 内容

EIZO FlexScan S2411W-TS(チタニウムシルバー)について

商品名: FlexScan S2411W-TS

価格: 139,800円(税込)

通常品である FlexScan S2411W(ホワイトシルバー/ブラック)と同一販売価格です。

予約受付開始: 2007年4月5日(木)から

発売: 2007年4月20日(金)

主な特長

- ・ワイドフォーマット 1920×1200 対応の快適な作業領域
- ・動画をクリアに表示するオーバードライブ回路を搭載
- ・3000:1 のメリハリのある映像を提供するコントラスト拡張
- ・画像をシャープに表示する輪郭補正機能
- ・周辺機器接続に便利な USB ハブを側面に内蔵
- ・快適なビューポイントを得る ArcSwing 2 スタンド
- ・著作権保護技術 HDCP に対応

AV 機器との接続はサポートしておりません。



EIZO ダイレクトでは、よりお求めやすいセットメニュー“ダイレクトパック”を多数ご用意

EIZO ダイレクトでは、今回発表の FlexScan S2411W-TS (チタニウムシルバー) の単体販売だけでなく、保護パネルとスクリーンクリーナーとのセットや BOSE 社製スピーカーとのセットでお得にご購入いただける液晶モニターセット商品“ダイレクトパック”をご用意します。



	S2411W-TS	BOSE Companion2 Series	BOSE Companion3 Series	BOSE Companion5	保護パネル + クリーナー	EIZO ダイレクト 販売価格 (税込)
S2411W-TS 単品		-	-	-	-	139,800 円
保護パネル+ クリーナーセット		-	-	-	-	148,800 円
BOSE Companion2 Series セット		-	-	-	-	149,800 円
		-	-	-	-	158,800 円
BOSE Companion3 Series セット		-	-	-	-	164,800 円
		-	-	-	-	173,800 円
BOSE Companion5 セット		-	-	-	-	184,800 円
		-	-	-	-	193,800 円

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。画面はハメコミ合成です。

Copyright © 2007 株式会社ナナオ All rights reserved.

【 お客様からのお問い合わせ先 】

EIZOコンタクトセンター TEL:0120-956-812 FAX:076-274-2496

ホームページ: <http://direct.eizo.co.jp/>

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail: press@eizo.co.jp

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>